

## ORTHOTECH EINLAGEN

Diese Sporteinlage hat sich bestens bei Spitzen- und Breitensportlern verschiedener Sportarten sowohl als Prophylaxe als auch bei der Therapie bewährt.

### BESONDERE MERKMALE

- \* Stabilisierende seitliche Fersenführung
- \* Sportgerecht verlaufende Unterstützung des Längs- und Quergewölbes
- \* Tieferlegung des Basishöckers
- \* Bettung der Mittelfußköpfchen und der Zehen
- \* Pronationswirkung
- \* Besonders leicht und formstabil
- \* Hautfreundlich
- \* Abwaschbar



### REZEPTIERUNG

1 Paar Weichpolster Einlagen  
Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 08.03.02.1  
plus Zusätze nach PG 08

## KLASSISCH

mit Unterteil: BirkoKork®, außer 559.452 und 559.302

ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG
559.000	Elastic, Klassik, ohne Bezug,
559.029	Elastic, Klassik, Mikrofaserbezug
559.136	Comfort, Klassik, ohne Bezug
559.138	Comfort-Plus, Klassik, Mikrofaserbezug
559.140	Comfort-Premium, Klassik, perf. Blanklederdecke
559.402	Profi-Sport, Klassik, ohne Bezug, weiß
559.412	Profi-Sport, Klassik, ohne Bezug, nur Oberteil
559.422	Profi-Sport, Klassik, ohne Bezug, verklebt
559.452	Profi-Sport, Klassik, ohne Bezug, Unterteil: BirkoFlex®
559.602	Profi-Sport, Klassik, ohne Bezug, rot
559.134	Profi-Plus, Klassik, Mikrofaserbezug
559.404	Profi-Plus, Klassik, Alcantarabezug
559.502	Thermo-Sport, Klassik, Fleece
559.302	aktiv T-Plus Kindereinlage

## MEHR VOLUMEN

mit Unterteil: BirkoKork®

ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG
059.000	Elastic, <b>mehr Volumen</b> , ohne Bezug
059.029	Elastic, <b>mehr Volumen</b> , Mikrofaserbezug
059.136	Comfort, <b>mehr Volumen</b> , ohne Bezug
059.138	Comfort-Plus, <b>mehr Volumen</b> , mit Mikrofaserbezug
059.140	Comfort-Premium, <b>mehr Volumen</b> , perf. Blanklederdecke
059.402	Profi-Sport, <b>mehr Volumen</b> , ohne Bezug
059.134	Profi-Plus, <b>mehr Volumen</b> , Mikrofaserbezug
059.404	Profi-Plus, <b>mehr Volumen</b> , Alcantarabezug
059.502	Thermo-Sport, <b>mehr Volumen</b> , Fleece
059.802	Antistatik, <b>mehr Volumen</b> , mit Mikrofaserbezug

## ORTHOTECH®

ORTHOTECH GmbH · Grubmühl 20 · 82131 Stockdorf

Tel: +49 (0)89 - 89 35 87 - 0 · Fax: +49 (0)89 - 89 35 87 - 20  
info@orthotech-gmbh.de · www.orthotech-gmbh.de

Version 1-01/2015

## ORTHOTECH®



## EINLAGEN

Die optimale Ergänzung

## COMFORT › SHORE 45



- \* Weichbettungseinlage
- \* mit Unterteil BirkoKork®
- \* auch mit **mehr Volumen** erhältlich

## COMFORT-PLUS › SHORE 50



- \* mit Mikrofaserbezug
- \* mit Unterteil BirkoKork®
- \* auch mit **mehr Volumen** erhältlich

## COMFORT-PREMIUM › SHORE 50



- \* perforierte Blanklederdecke
- \* atmungsaktiv
- \* mit Unterteil BirkoKork®
- \* auch mit **mehr Volumen** erhältlich

## ELASTIC › SHORE 35/40

ohne Bezug > SHORE 35



- \* Weichbettungseinlage
- \* mit und ohne Bezug
- \* mit Unterteil BirkoKork®
- \* auch mit **mehr Volumen** erhältlich

Mikrofaserbezug > SHORE 40



## PROFI-SPORT › SHORE 55

\* auch mit **mehr Volumen** erhältlich

mit Unterteil BirkoKork®



mit Unterteil BirkoKork®



mit Unterteil BirkoFlex®



mit Unterteil BirkoKork® **verklebt**



## PROFI-PLUS › SHORE 60



**MIKROFASER-BEZUG**

- \* mit Unterteil BirkoKork®
- \* idealer Bezug um z.B. Blasen zu vermeiden
- \* auch mit **mehr Volumen** erhältlich



**ALCANTARA-BEZUG**

- \* pflegeleicht und hygienisch
- \* mit Unterteil BirkoKork®
- \* auch mit **mehr Volumen** erhältlich

## THERMO SPORT › SHORE 55



- \* wärmedämmend und feuchtigkeitsregulierend
- \* mit Unterteil BirkoKork®
- \* auch mit **mehr Volumen** erhältlich



## ANTISTATIK-EINLAGE › SHORE 60



INDIVIDUELLE MASSEINLAGE FÜR ARBEITSSICHERHEITSSCHUHE:

- \* Baumustergeprüft mit ORTHOTECH Safety-Control und ORTHOTECH Stabil-Safety
- \* optimal elektrische Leitfähigkeit
- \* Widerstand gegen Druck- und Stoßeinwirkungen
- \* mit Mikrofaserbezug
- \* mit Unterteil BirkoKork®

## AKTIV T-PLUS KINDER EINLAGEN



- \* stützen, führen, dämpfen
- \* torsionsfähig durch Torsionseinschnitte/-kerben
- \* korrigierend durch Detorsionsschnitt und laterale Fersenführung
- \* progressive Fersenführung bei flexibler Fersenschale
- \* mit Unterteil BirkoKork®

REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Schalen-Einlagen,  
Kassenleistung Hilfsmittelkatalog Nr. 08.03.03.1000  
plus Zusätze nach PG 08