

## ORTHOTECH EINLAGENROHLINGE

Dieser Sporteinlagenrohling hat sich bestens bei Spitzen- und Breitensportlern verschiedener Sportarten sowohl als Prophylaxe als auch bei der Therapie bewährt.

### BESONDERE MERKMALE

- \* Stabilisierende seitliche Fersenführung
- \* Sportgerecht verlaufende Unterstützung des Längs- und Quergewölbes
- \* Tieferlegung des Basishöckers
- \* Bettung der Mittelfußköpfchen und der Zehen
- \* Pronationswirkung
- \* Besonders leicht und formstabil
- \* Hautfreundlich
- \* Abwaschbar



### REZEPTIERUNG

1 Paar Weichpolster Einlagen  
Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 08.03.02.1  
plus Zusätze nach PG 08

Version 5-11/2025

## KLASSISCH

mit Korkunterteil, außer 559.452

ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG
559000	Elastic, Klassik, ohne Bezug, Grün
559029	Elastic, Klassik, Mikrofaserbezug, Grün
559136	Comfort, Klassik, ohne Bezug, Beige
559202	Comfort, Klassik, ohne Bezug, Blau
559138	Comfort-Plus, Klassik, Mikrofaserbezug, Beige
559140	Comfort-Premium, Klassik, perf. Blanklederdecke, Beige
559402	Profi-Sport, Klassik, ohne Bezug, Weiß
559422	Profi-Sport, Klassik, ohne Bezug, verklebt, Weiß
559452	Profi-Sport, Klassik, ohne Bezug, Flexunterteil, Weiß
559602	Profi-Sport, Klassik, ohne Bezug, Rot
559134	Profi-Plus, Klassik, Mikrofaserbezug, Blau
559404	Profi-Plus, Klassik, Alcantarabezug, Schwarz
559302	Aktiv T-Plus Kindereinlagenrohling, Blau

## MEHR VOLUMEN

mit Korkunterteil

ART.-NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG
059000	Elastic, <b>mehr Volumen</b> , ohne Bezug, Grün
059029	Elastic, <b>mehr Volumen</b> , Mikrofaserbezug, Grün
059136	Comfort, <b>mehr Volumen</b> , ohne Bezug, Beige
059138	Comfort-Plus, <b>mehr Volumen</b> , mit Mikrofaserbezug, Beige
059140	Comfort-Premium, <b>mehr Volumen</b> , perf. Blanklederdecke, Beige
059402	Profi-Sport, <b>mehr Volumen</b> , ohne Bezug, Weiß
059134	Profi-Plus, <b>mehr Volumen</b> , Mikrofaserbezug, Blau
059404	Profi-Plus, <b>mehr Volumen</b> , Alcantarabezug, Schwarz
059802	Antistatik, <b>mehr Volumen</b> , mit Mikrofaserbezug, Schwarz

# ORTHOTECH®

ORTHOTECH GmbH · Gutenbergstraße 5 · 82205 Gilching

Tel: +49 (0)8105 - 77791 - 0 · Fax: +49 (0)8105 - 77791 - 20  
info@orthotech-gmbh.de · www.orthotech-gmbh.de

# ORTHOTECH®



## EINLAGENROHLINGE

Die optimale Ergänzung

## COMFORT › SHORE 45

- \* Weichbettungseinlagenrohling
- \* auch mit **mehr Volumen** erhältlich
- \* mit Korkunterteil



## COMFORT-PLUS › SHORE 50

- \* mit Mikrofaserbezug
- \* mit Korkunterteil
- \* auch mit **mehr Volumen** erhältlich



## COMFORT-PREMIUM › SHORE 50

- \* perforierte Blanklederdecke
- \* atmungsaktiv
- \* mit Korkunterteil
- \* auch mit **mehr Volumen** erhältlich



## ELASTIC › SHORE 35/40

ohne Bezug > SHORE 35

- \* Weichbettungseinlagenrohling
- \* mit und ohne Bezug
- \* mit Korkunterteil
- \* auch mit **mehr Volumen** erhältlich



Mikrofaserbezug > SHORE 40



## PROFI-SPORT › SHORE 55

- \* mit Korkunterteil
- \* auch mit **mehr Volumen** erhältlich



- \* mit Korkunterteil



- \* mit Flexunterteil



- \* mit Korkunterteil **verklebt**



## PROFI-PLUS › SHORE 60

### MIKROFASER-BEZUG

- \* idealer Bezug, um z.B. Blasen zu vermeiden
- \* mit Korkunterteil
- \* auch mit **mehr Volumen** erhältlich



### ALCANTARA-BEZUG

- \* pflegeleicht und hygienisch
- \* mit Korkunterteil
- \* auch mit **mehr Volumen** erhältlich



## ANTI-STATIK-EINLAGENROHLING › SHORE 60



INDIVIDUELLER MASSEINLAGEN-ROHLING FÜR ARBEITSSICHERHEITSSCHUHE:

- \* baumustergeprüft mit ORTHOTECH Safety-Control und ORTHOTECH Stabil-Safety
- \* optimale elektrische Leitfähigkeit
- \* Widerstand gegen Druck- und Stoßeinwirkungen
- \* mit Mikrofaserbezug
- \* mit Korkunterteil

## AKTIV T-PLUS KINDER EINLAGENROHLING



- \* stützen, führen, dämpfen
- \* torsionsfähig durch Torsionseinschnitte/-kerben
- \* korrigierend durch Detorsionsschnitt und laterale Fersenführung
- \* progressive Fersenführung bei flexibler Fersenschale
- \* mit Korkunterteil

### REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Schalen-Einlagen,  
Kassenleistung Hilfsmittelkatalog Nr. 08.03.03.1000  
plus Zusätze nach PG 08