



## ORTHOTECH THERAPIESCHUHE

Frühfunktionelle Behandlungsmaßnahmen, insbesondere bei Verletzungen am Fuß und Unterschenkel, haben sich in den letzten Jahren durchgesetzt. Sie tragen zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse und zur Verkürzung der Rehabilitationszeit erfolgreich bei.

Durch die alternative frühfunktionelle Behandlung mit unseren Therapieschuhen sind limitierte, sicher geführte und stabilisierte Bewegungen und Belastungen möglich.

Wir haben das Therapieschuh-Konzept stets erweitert und perfektioniert. Durch die Entwicklung und Produktion der Therapieschuhe sind wir Pioniere und Wegbereiter im Bereich der frühfunktionellen Behandlungsmethode.

## VORTEILE

Vorteile der frühfunktionellen Behandlung mit den ORTHOTECH Therapieschuhen:

### SCHNELLERE HEILUNG

- \* Frühere Belastung möglich
- \* Verkürzte Arbeitsunfähigkeit

### MEHR KOMFORT

- \* Keine Krücken oder voluminöse Verbände
- \* Für Körperhygiene zugänglich
- \* Abrollunterstützung durch Fersen-Absatzrolle
- \* Fersenpolster
- \* In zwei Weiten lieferbar, H und L

### Überlegene Therapie gegenüber:

#### GIPS

- \* Reduzierte Thrombosebehandlung
- \* Wundbehandlung möglich
- \* Keine Mehrfachbehandlung nötig

#### ORTHESEN UND BANDAGEN

- \* Bessere Rotationsstabilität

#### HARTPLASTIKVERBÄNDEN

- \* Erhalt der Gangsymmetrie und Körperstatik
- \* Mehr Mobilität

## ORTHOTECH®

ORTHOTECH GmbH · Gutenbergstraße 5 · 82205 Gilching

Tel: +49 (0)8105 - 77791 - 0 · Fax: +49 (0)8105 - 77791 - 20  
info@orthotech-gmbh.de · www.orthotech-gmbh.de

## ORTHOTECH®



**DA STECKT  
MEHR DRIN!**

UNSERE THERAPIESCHUHE  
JETZT AUCH MIT DEUTLICH  
MEHR VOLUMEN.

## THERAPIESCHUHE

Das überlegene Therapiekonzept  
zur frühfunktionellen Therapie



## ORTHOTECH STABIL

Stabilität für eine erfolgreiche Therapie

### INDIKATION

- \* Behandlung und Nachbehandlung operativ und konservativ zu versorgender Kapsel-Bandläsionen des Sprunggelenks
- \* Bestimmte knöcherne Verletzungen des Sprunggelenks und des Fußes wie z.B. Stressfrakturen
- \* Sprunggelenksdistorsionen, Sprunggelenksarthrose
- \* Ruhigstellung im Bereich von Fußwurzel und Mittelfuß
- \* Gelenkschonung im Vorfußbereich
- \* Zur Vorbeugung bei Patienten, die gehäuft Sprunggelenksverletzungen aufweisen

### BESONDERE VORTEILE

- \* Supinationskontrolle
- \* Gesicherte Freigabe der natürlichen Fußfunktion
- \* Pronationskontrolle
- \* Komfortabler Einstieg, Tragekomfort und individuelle Anpassung
- \* Zirkuläre Fixierung am distalen Unterschenkel sowie Stabilisierung

Stabil weiß / Klettverschluss / Schnürung / Weite H



Stabil schwarz / Klettverschluss / Schnürung / Weite H und L



Unser bewährter ORTHOTECH Stabil ist bei gleicher Indikation und mit den gewohnten Vorteilen auch als **SANDALE** erhältlich.

### BESONDERE VORTEILE

- \* Als Hausschuh geeignet
- \* Als Sommerschuh einsetzbar
- \* Besseres Fußklima
- \* Leichtes Gewicht
- \* Wechsell Paar bei chronischen Beschwerden

\* jetzt auch mit Heckeinstieg!

### REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Stabil-Therapieschuhe,  
Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 31.03.03.0001

Stabil Schwarz / Schnürung / Heckeinstieg / Weite H



Stabil Sandale weiß / Weite H



Stabil Sandale schwarz / Weite H



## ORTHOTECH VARIO-STABIL

Für einen optimalen Therapieerfolg

### INDIKATION

- \* Frühfunktionelle Therapie der Achillessehnenruptur nach operativer und konservativer Behandlung
- \* Stabilitätshilfe bei Belastungsinsuffizienzen und Bewegungsschmerzen im Bereich von Unterschenkel und Rückfuß im Sinne eines flexiblen Arthrodesenstiefels
- \* Nachversorgung von Frakturen und Arthrodesen im Bereich zwischen Fußwurzel und distalem Unterschenkel
- \* Ausgleich muskulärer Funktionsschwächen (Lähmungen) im Bereich von Unterschenkel und Fuß
- \* Inklusive Fersenkeile für eine Versorgung von 130 bis 100 Grad Spitzfußstellung
- \* PU Schalensohle mit Fersenpolster

### REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Vario-Stabil-Therapieschuhe,  
bei Achillessehnenruptur Fersenkeile beidseits beachten!  
Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 31.03.03.1000

Vario-Stabil weiß-grau / Weite H



Vario-Stabil schwarz / Weite H und L



## ORTHOTECH REHA-STABIL

Spezieller Therapieschuh bei unterschiedlichen Lähmungszuständen

### INDIKATION

- \* Zustand nach Schlaganfall
- \* Schlanke Lähmung
- \* Spastische Lähmung

### BESONDERE VORTEILE

- \* Extrem leicht
- \* Gleithilfe an der Sohlenspitze
- \* Aufklappbare Zehenbox zur Kontrolle und Korrektur der Zehenstellung
- \* Verschlusshilfe durch Klettbänder (Einhandbedienung)

### REZEPTIERUNG

1 Paar Orthotech Reha-Stabil-Schuhe  
Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 31.03.03.2009

Reha-Stabil weiß-grau / Weite L



Reha-Stabil schwarz / Weite L

